

Фонарь неактивный ОНИКО

ФН-3

Этикетка ВААЧ.942817.001 ЭТ

1. Фонарь неактивный ОНИКО (в дальнейшем - фонарь) предназначен для освещения рабочих мест при обработке рентгеновских пленок любой чувствительности в рентгеновских кабинетах медицинских учреждений. При обработке фотоматериалов расстояние до фонаря не ограничивается.

2. Технические характеристики

2.1. Размер освещаемого поля 195x195мм

2.2. Освещенность на расстоянии 20 см 10 лк

2.3. Потребляемая мощность 1 Вт

2.4. Масса 0,7 кг

3. Комплект поставки

3.1. Фонарь - 1 шт.

3.2. Этикетка - 1 шт.

4. Порядок работы

4.1. Вилку шнура питания вставить в розетку.

4.2. Выключить освещение.

4.3. Приступить к обработке рентгеновской пленки.

4.4. По окончании работы выключить фонарь, вынув вилку шнура из розетки.

5. Техническое обслуживание.

5.1. Раз в неделю фонарь протирать от пыли сухой ветошью.

5.2. Раз в месяц проверять целостность вилки и сетевого шнура

6. Правила хранения

Фонарь следует хранить в отапливаемом и вентилируемом хранилище при температуре окружающего воздуха от + 40° до +5° С и относительной влажности 80% при 25° С.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу в течение 1 года при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

7.2. В течение гарантийного срока изготовитель ремонтирует или заменяет изделие. При замене изделия гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

7.3. Замечания и пожелания по усовершенствованию конструкции просим сообщить по адресу: 04070, г. Киев, ул. Волошская 55/57, т/ф 502-24-45, 417-31-04.

8. Свидетельство о приемке

Фонарь неактивный ОНИКО ФН-3 126 признан годным для эксплуатации.

(заводской номер)

Дата выпуска 8.08 2007 г.

ОТК



ДТ-75	ПЄ-08	Т-25	всього
			1546,61
			0,00
			0,00
			3947,40
			1187,50
		73,80	344,35
			0,00
		98,40	4523,15
			0,00
			0,00
	81,00	49,20	225,20
			0,00
		49,20	203,80
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
0,00	81,00	270,60	11978,01

11978,01